

ASPIRATORE DI FUMI CHIRURGICI

BF 9 Set-D

Eliminazione efficace di odori e fumi provocati dalla vaporizzazione tissutale durante interventi radiochirurgici e trattamenti laser.

L' aspiratore di fumi **BF 9 Set-D** permette la rimozione di particelle virali inalabili contenenti residui carboniosi, cellule e microrganismi, risanando l'ambiente di lavoro ed eliminando sgradevoli odori.



Cappa di aspirazione

Il sistema di aspirazione estremamente silenzioso, compatto, mobile e di facile impiego si adatta alla collocazione anche in aree ristrette permettendo una integrazione ideale nell'ambiente di lavoro.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Elevata silenziosità a tutti i regimi	64 db (A)
Doppio filtro di protezione	- virale per particelle, micro organismi... (efficacia 99.95 %) - carbone attivo per rimozione odori
Accessori	- braccio d'aspirazione - bocchetta a tubo - pedale (opzionale) - cappa di aspirazione (opzionale)
Capacità di aspirazione effettiva	da 20 a 200 m ³ /h
Alimentazione	220 V – 50 Hz
Pressione statica	14.000 Pa
Potenza	700 VA max
Dimensioni	300 x 300 x 510 mm
Conformità	R.L. 2004/108/EG Compatibilità Elettromagnetiche R.L. 2006/95/EG Direttiva bassa tensione R.L. 2006/42/EG Destinazione d'uso

GIEFFE

CE