

## ∴ **Dermoscopio HEINE® NC 1**

Esame senza contatto, qualità senza rivali.



OPTIONAL  
CONTACT PLATE



POLARISED  
LIGHT



LED NOW IN HEINE QUALITY.



# DERMATOSCOPIO HEINE® NC 1. IL MIGLIORE DEI DUE MONDI.

Il nuovo dermatoscopio NC 1 unisce due apparecchi diagnostici in uno. Garantisce analisi dettagliate, per un primo screening senza contatto e senza disinfezione della pelle. Se "sotto la lente di ingrandimento" viene rilevato qualcosa di anomalo sulla pelle, si può applicare una piastrina di contatto che trasforma l'NC 1 in un dermatoscopio classico con scala e ulteriore ingrandimento. Il sistema ottico acromatico ad elevata efficienza assicura immagini molto nitide, mentre il dispositivo di illuminazione LED<sup>HQ</sup> garantisce colori fedeli. Lo stabile supporto in alluminio e la proverbiale qualità HEINE garantiscono all'apparecchio una lunga durata.



## ESAME SENZA CONTATTO

Diagnostica senza contatto che unisce un'elevata velocità di esame con una distanza professionale. Ampio campo di visione, profondità di campo estremamente elevata con ingrandimento 6x.



## LUCE POLARIZZATA

Valutazione accurata delle strutture cristalline e vascolari, senza riflessi.



## DISCO DI CONTATTO OPZIONALE

Una piastrina di contatto magnetica con ingrandimento 9x assicura immagini di alta qualità per una diagnosi più precisa.

## LED DI QUALITÀ HEINE

Il nuovo standard nell'illuminazione LED per una luce uniformemente chiara con resa cromatica fedele.



LED NOW IN HEINE QUALITY.

### Dermatoscopio NC 1

Testa dermatoscopio NC 1, **senza manico** **D-008.78.130**

NC1 Piastrina di contatto con scala **D-000.78.115**

### Set Dermatoscopio NC 1

Testa dermatoscopio NC 1, con manico a batterie mini 3000 (con batterie) **D-008.78.132**

Testa dermatoscopio NC 1, con manico ricaricabile mini 3000 (con batterie ricaricabile) **D-008.78.133**

Testa dermatoscopio NC 1, con piastrina di contatto, manico a batterie mini 3000 (con batterie) **D-008.78.134**


Testa dermatoscopio NC 1, con piastrina di contatto, manico ricaricabile mini 3000 (con batterie ricaricabile) **D-008.78.135**

Testa dermatoscopio NC 1 con piastrina di contatto con scala, Testa otoscopio mini 3000 LED F.O., 2 manici ricaricabili mini 3000 (con batterie ricaricabili), Caricatore mini NT [01] **D-890.11.022**

Testa dermatoscopio NC 1 senza piastrina di contatto, Testa otoscopio mini 3000 LED F.O., 2 manici batterie mini 3000 (con batterie), con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4mm, Astuccio con cerniera lampo [02] **D-891.11.021**



senza piastrina di contatto



con piastrina di contatto



[01]



[02]

