

# LETTINI ELETTRICI E MANUALI

## LEMI 4



## LEMI 3

Lettoni polifunzionali con struttura in acciaio zincato interamente rivestita in ABS. Il materasso è intero e si articola in quattro sezioni regolabili: testiera, schienale, sedile, pediera; rivestito in morbido sky lavabile, sviluppato appositamente per il settore medico, è estremamente durevole, impermeabile e facile da pulire.

### LEMI 4

Movimenti di regolazione dell'altezza, del trendelenburg, dello schienale e della pediera in posizioni millimetriche con comando **elettrico** a pulsantiera oppure a pedaliera.

### LEMI 3

Movimento di regolazione dell'altezza con comando **elettrico** a pedaliera.

Movimenti di regolazione del trendelenburg mediante **maniglia**.

Schienale e pediera regolabili in posizioni millimetriche mediante **leva manuale**.



**GIEFFE**

## LEMI 2



### LEMI 2

Movimento di regolazione dell'altezza con **pompa a pedale**. Movimenti di regolazione del trendelenburg **mediante maniglia**. Schienale e pediera regolabili in posizioni millimetriche mediante leva manuale. Possibilità di rotazione a 360°.



### COLORI DISPONIBILI

Base	Materasso
Bianco	Bianco
Grigio chiaro	Verde
Nero	Blu scuro
	Azzurro
	Grigio chiaro
	Grigio scuro
	Nero

### ACCESSORI

Codice	Articolo
108	Portarotolo
068	Testa ad asola
313-1	Bracciolo medicale
314-1	Bracciolo prelievo
311	Asta portaflebo
318-1	Reggicosce
116	Pedaliere (LEMI 4)