

LFM Medical

LAMPADA CON LENTE DI INGRANDIMENTO



LFM Medical è caratterizzata da un design funzionale e piacevole, è perfetta per l'impiego dove siano richiesti una buona illuminazione ed un buon ingrandimento.

LFM Medical è dotata di una lente da 4 diottrie e di un braccio articolato da 105 cm.

LFM Medical ha una fonte di illuminazione circolare da 22 W che fornisce un buon livello d'illuminazione con una minima emissione di calore. Un copri lente incernierato protegge la lente dalla polvere ed è utile per evitare riflessi nocivi quando la lampada viene usata solo per illuminazione. La testa è orientabile orizzontalmente e verticalmente.

Il braccio bilanciato a molle interne con movimento parallelo consente un facile posizionamento della lente di ingrandimento ad una corretta distanza focale.

LFM Medical è particolarmente indicata per dermatologia, medicina estetica e piccoli interventi chirurgici.

La lampada è fornibile nella versione con attacco a tavolo, a parete e su stativo carrellato.

Caratteristiche tecniche

- Diametro della lente: 127 mm
- Circolina fluorescente : 22 W
- Alimentazione elettrica : 220/240 V-50 Hz
- Dispositivo medico IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2



GIEFFE

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com