

NOVA PL-Pro

Sistema IPL



SCELGO L'ESPERIENZA
Dalla puntuale precisione costruttiva
l'efficacia e la sicurezza clinica

GIEFFE

NOVA PL-Pro




Piattaforma completa ed innovativa per la fototerapia. Sfruttando la tecnologia della luce pulsata e con la semplice sostituzione di specifici applicatori è possibile ottenere ottimi risultati nei seguenti trattamenti:

- fotingiovanimento cutaneo
- rimozione di lesioni pigmentate
- fototerapia dell'acne infiammatorio
- epilazione progressiva permanente
- lesioni vascolari superficiali

Il sistema Nova PL-Pro grazie alla sua flessibilità ed alle ampie superfici degli spot (fino a 12,5 cm²) garantisce efficacia, sicurezza e rapidità nei trattamenti.

Le dimensioni contenute del sistema e la valigia carrellata in dotazione garantiscono un'agevole portatilità.

CARATTERISTICHE	NOVA PL-Pro
Sorgente	Lampada flash ad alta intensità
Fluenza	3 – 20 J/cm ²
Lunghezza d'onda	400-1200 nm / 500-1100 nm / 650-1200 nm
Modo di emissione	Pulsato
Diametro spot	50 x 25 mm / 30 x 15 mm
Durata impulso	20 - 30 ms
Alimentazione	230 Vac - 600 VA max
Dimensione	40 x 42 x 17 cm
Peso	20 Kg



CE
0476

GIEFFE

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com