

SURTRON

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE



SURTRON è un elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia monopolare.

SURTRON, attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e,

con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

SURTRON permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate.

È continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e, se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente.

La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

SURTRON	80	120	160
Potenza max di taglio CUT	80 W – 250 Ω	120 W – 250 Ω	160 W – 250 Ω
Potenza max di taglio-coagulato BLEND	60 W – 200 Ω	90 W – 200 Ω	120 W – 200 Ω
Potenza max coagulazione COAG FORCED	50 W – 150 Ω	80 W – 150 Ω	100 W – 150 Ω
Potenza max coagulazione COAG SOFT	40 W – 100 Ω	60 W – 100 Ω	80 W – 100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR	30 W – 100 Ω	40 W – 100 Ω	60 W – 100 Ω
Frequenza di lavoro	600 KHz	600 KHz	600 KHz
Potenza max assorbita	230 VA	300 VA	350 VA
Alimentazione	230 Vac – 50 Hz	230 Vac – 50 Hz	230 Vac – 50 Hz
Dimensioni L x H x P (mm)	254 x 104 x 288	254 x 104 x 288	254 x 104 x 288
Peso	5 Kg	5 Kg	5 Kg

GIEFFE

CE
0051

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com