

# ARIES 15

## Sistema laser CO<sub>2</sub>

Sistema laser CO<sub>2</sub> (10.600 nm) chirurgico a sorgente sigillata con potenza di 15W.

Costruito impiegando la tecnologia laser più avanzata rappresenta il risultato di rigorosi studi applicati tanto nella scelta dei materiali quanto nelle caratteristiche funzionali e nell'eleganza del design.

Estremamente compatto, versatile, affidabile, semplice da usare, garantisce una costanza di prestazioni nel tempo.

La sofisticata gestione dell'impulso rende il ARIES 15 ideale nell'uso in dermatologia, chirurgia plastica ed estetica, proctologia e odontoiatria.




### Trattamenti:

- ◆ Lesioni benigne (cheratosi, verruche, xantelasma, etc)
- ◆ Lesioni pigmentate (lentigo senili, solari, macchie)
- ◆ Chirurgia dermatologica

### CARATTERISTICHE


Sorgente laser	CO <sub>2</sub> sigillato
Potenza	0.5 - 15 W
Lunghezza d'onda	10.600 nm
Modo	TEM00
Modo di emissione	Continuo - Singolo impulso Ripetizione impulso - Superpulsato
Raggio guida	Diodo 650 nm - 2 mW (intensità regolabile)
Braccio articolato	7 specchi Raggio di lavoro 100 cm
Raffreddamento	Liquido in circuito sigillato
Alimentazione	230 Vac - 300 VA max
Dimensione	35 x 61 x 12 cm
Peso	18 Kg



**CE**  
**0197**

**GILLETTE**

# Scansione Frazionata



La nuova scansione frazionata abbinata al laser CO<sub>2</sub> ARIES 15 risulta indispensabile per trattamenti di ringiovanimento cutaneo e di resurfacing ablativo frazionato.

Dispone di un software semplice ed intuitivo che consente la facile impostazione di ogni parametro.

La scansione frazionata emette una matrice di micro-spots (aree trattate alternate ad aree non trattate) che penetrano nel derma e stimolano la formazione di nuovo collagene.

## Trattamenti:

- ◆ Foringiovanimento
- ◆ Cicatrici acneiche
- ◆ Lesioni pigmentate
- ◆ Skin tightening

CARATTERISTICHE	
Area trattamento	da 1 x 3 mm <sup>2</sup> a 18 x 18 mm <sup>2</sup>
Densità dello spot	da 0,8 mm a 2,0 mm (3 steps)
Durata dell'impulso	da 0,2 ms a 2 ms
Figure scansionabili	quadrato, rettangolo, triangolo, esagono, diamante

CE  
0197

**GIEFFE**

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com