

# ASPIRATORE DI FUMI CHIRURGICI

## “ASPI”



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenziometro regolabile elettronicamente	
Comando accensione e spegnimento a pedale o manuale	
Elevata silenziosità a tutti i regimi	68 db (A) max (1 m)
Doppio filtro di protezione	- virale per particelle e micro organismi (efficacia 99.99 %) - carbone attivo per rimozione odori
Doppio fusibile di protezione	10 A 250 V rapido
Alimentazione	220 V – 50 Hz
Potenza	da 400 a 800 VA
Dimensioni	330 x 250 x 350 mm
Peso	15 Kg
Conformità	D.L.89/336 Compatibilità Elettromagnetiche <b>D.L. 93/42 Direttiva Dispositivi Medicali</b>



**GIEFFE**

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com