

CIRCUS

L'innovazione della lampada con lente
nel design e nei contenuti tecnici



Lampada con lente dal design moderno e funzionale (Award for Design Excellence 2003), elegante nelle forme ed estremamente flessibile nelle funzioni.
Lente di elevata qualità e di grandi dimensioni. Luminosità eccezionale.

Caratteristiche tecniche:

- sorgente luminosa da 22 W T-5C
- lente circolare in vetro (diametro 180 mm) da 3,5 diottrie, pari ad un ingrandimento del 185%
- intensità luminosa di 3.500 lux alla distanza focale di 280 mm
- testa ampia e nel contempo molto leggera, facilmente movimentabile in tutte le direzioni
- braccio molto stabile, privo di molle e frizioni, della lunghezza di 1 metro

CIRCUS è particolarmente indicata in dermatologia, medicina estetica e per piccoli interventi.

La lampada è disponibile nella versione a tavolo, a muro e su stativo carrellato.

CE

GIEFFE