


NUOVO! HEINE® iC 1

Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo



NUOVO! HEINE® iC1 – Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo

HEINE iC 1 è un nuovo dispositivo di acquisizione di immagini cliniche e dermatoscopiche per la documentazione, il monitoraggio e il supporto di diagnosi differenziali del melanoma e di altre lesioni cutanee. L'innovativa illuminazione HEINE LED^{HQ} in combinazione con ottiche di precisione garantiscono alta risoluzione e immagini esenti da riflessi con un Apple® iPhone® 5, 5s, 6 o 6s. La funzione «Toggle» integrata consente di alternare facilmente tra visione polarizzata e non polarizzata.



[ACCESSORI]

Cavo USB con trasformatore a rete per uso medico E4-USB [01] + [02] trasformatore a rete per uso medico da 5V e 500 mA; con adattatori per prese intercambiabili	N.Art.: X-000.99.303
Piastrina di contatto con scala millimetrata [03]	N.Art.: K-000.34.201
Case per telefonino Apple iPhone 6/6s [04]	N.Art.: K-000.34.250
Case per telefonino Apple iPhone 5/5s	N.Art.: K-000.34.251



[SCHEDA TECNICA]

Codice catalogo: K-270.28.305 iC 1 set/6	completo di: HEINE iC 1 con piastrina di contatto con scala, case per telefono mobile iC 1/6 per Apple iPhone 6/6s [05], cavo USB con trasformatore a rete per uso medico
Codice catalogo: K-271.28.305 iC 1 set/5	completo di: HEINE iC 1 con piastrina di contatto con scala, case per telefono mobile iC 1/5 per Apple iPhone 5/5s, cavo USB con trasformatore a rete per uso medico
GTIN	4053755186044
Versioni disponibili	iC 1/5 per iPhone 5/5s, e iC 1/6 per iPhone 6/6s
Peso	140g
Dimensioni	140x65x42 mm fino a 155x75x50 mm
Manuale d'uso	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Condizioni di funzionamento	+10 °C a +35 °C, 30 % a 75 % RH, 700hPa a 1060hPa
Condizioni di trasporto	-20 °C a +50 °C, 45 % a 85 % RH, 500hPa a 1060hPa
Dati elettrici	micro USB (5V) <500 mA, tempo di ricarica circa 2,5h, operatività continua circa 3,5h batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Dati ottici	ingrandimento ottico = 15x, ingrandimento digitale = 40x (con iPhone 6 e Display 24"), campo visivo 21mm
LED	4x LED ad alta potenza, temperatura colore: di norma 5000K, durata: di norma 100000h, CRI di norma ≥80

*l'Apple iPhone 5/5s/6 o 6s non è compreso nella dotazione di fornitura.
Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
App Store è un marchio registrato di Apple Inc.

