

SURTRON

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE



SURTRON è un elettrobisturi elettronico adatto ad interventi di piccola e media chirurgia monopolare.

SURTRON, attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagulato BLEND, coagulazione superficiale COAG FORCED, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione COAG SOFT e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la

sorveglianza mediante micropro-cessore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

SURTRON permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. Il collegamento dell'elettrodo neutro è continuamente monitorizzato.

La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

| SURTRON | 80 | 120 | 160 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza max di taglio CUT | 80 W – 250 O | 120 W – 250 O | 160 W – 250 O |
| Potenza max di taglio-coagulato BLEND | 60 W – 200 O | 90 W – 200 O | 120 W – 200 O |
| Potenza max coagulazione COAG FORCED | 50 W – 150 O | 80 W – 150 O | 100 W – 150 O |
| Potenza max coagulazione COAG SOFT | 40 W – 100 O | 60 W – 100 O | 80 W – 100 O |
| Potenza max bipolare BIPOLAR | 30 W – 100 O | 40 W – 100 O | 60 W – 100 O |
| Frequenza di lavoro | 600 KHz | 600 KHz | 600 KHz |
| Potenza max assorbita | 230 VA | 300 VA | 350 VA |
| Alimentazione | 230 Vac – 50 Hz | 230 Vac – 50 Hz | 230 Vac – 50 Hz |
| Dimensioni L x H x P (mm) | 260 x 110 x 265 | 260 x 110 x 265 | 260 x 110 x 265 |
| Peso | 7 Kg | 7 Kg | 7 Kg |

GIEFFE

CE
0051

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com