


TRIAFLEX

LAMPADA SCIALITICA 50.000 Lux



Caratteristiche tecniche		
Intensità luminosa	50.000	Lux
Indice generale di riproduzione del colore	86	R _a
Temperatura colore (+/- 5%)	4.300	K
Aumento temperatura sulla testa	2	°C
Diametro campo illuminato	20	cm
Diametro campo illuminato (focalizzazione con sovrapprezzo)	15 – 23	cm
Distanza di lavoro	70 – 140	cm
Peso (soffitto, piantana, parete)	22 – 20 – 15	Kg
Alimentazione elettrica	230	V
Impugnatura sterilizzabile		
Filtro anticalore		

GIEFFE

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com