

# CONTENITORI AZOTO LIQUIDO

## Serie G



CE

CARATTERISTICHE		
	G 10	G 20
<b>PRESTAZIONI</b>		
Capacità netta (litri)	10	20
Tempo permanenza (giorni)	60	140
<b>DIMENSIONI</b>		
Apertura collo (mm)	50	50
Altezza totale (mm)	530	655
Diametro esterno (mm)	303	409
Peso a vuoto (Kg)	6.2	11.4
Peso totale (Kg)	14.3	27.6

3118

**GIEFFE**

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)  
Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: info@gieffemedical.com – www.gieffemedical.com