

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

LED HQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.



• **HEINE EL3 LED Untersuchungsleuchte**  
Einfach helle LED-Beleuchtung



Der Begriff „Qualität“ ist heute einer der überstrapaziertesten und am meisten missbrauchten Begriffe in der Bestrebung Produkte zu verkaufen. Jedoch sind nur wenige Unternehmen in der Lage, die Qualität ihrer Produkte in Bezug auf die Vorteile und den Nutzen für den Endverbraucher zu konkretisieren. HEINE definiert die Vorteile der HEINE Qualität im Hinblick auf Leistung, Funktion und Langlebigkeit:



## LEISTUNG

**Einfach hell.** Für besonders helle (>42.000 Lux / >350 Lumen)\*, schattenfreie Ausleuchtung der gewünschten Beleuchtungsfläche.

**LED in HQ.** Der neue Standard in der LED-Beleuchtung liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnose. Rot ist rot, blau ist blau. Ein weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K, Farbwiedergabe-Index (CRI) >90, speziell für Rottöne (R9) >90 bei einem Skalenmaximum von 100.

**Schattenfreie Ausleuchtung.** Der kompakte Leuchtkopf (Ø ca. 60mm) kann insbesondere in schwierigen Untersuchungssituationen komfortabel und präzise positioniert werden. Die optimale Positionierung eliminiert unerwünschte Schatten im Beleuchtungsfeld.

\*Bei einem Arbeitsabstand von 30cm.



## FUNKTION

**Wartungsfrei und leicht zu reinigen.** Vollständig geschlossenes „Cool-Touch“ Gehäusedesign erlaubt eine unkomplizierte und effiziente Reinigung und Desinfektion.

**Optimale Positionierung.** Intuitive und einfache Justierung dank eines leichten Kopfes und eines stabilen Schwanenhalses, welche die Leuchte genau in der Position halten, in der sie gebraucht wird.

**Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.** Wandmontage, Klemmhalterung für die Tischmontage oder auf Rollstativ.



## LANGLEBIGKEIT

**HEINE gewährt 5 Jahre Garantie.** Unseren hohen Anspruch an die Produktqualität jedes HEINE Instruments erfüllen wir mit einer hohen Fertigungstiefe und einer lückenlosen Kontrolle jedes einzelnen Schrittes.

**LED Wärmemanagement.** Für eine gleichbleibende Leistung und die Produktstabilität brauchen LED-Beleuchtungssysteme ein effektives Wärmemanagement. Modernste LED Träger-Technologie in der EL3 LED Untersuchungsleuchte leitet durch einen optimierten Aufbau aus Hochleistungs-Materialien die Wärme perfekt von den LEDs ab und garantiert somit eine konstante Qualität und Leistung über die gesamte Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.

EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Wandhalterung

J-008.27.011

EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Klemmhalterung für die Tischmontage [01]

J-008.27.013

EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Rollstativ aus Metall [02]

J-008.27.014



GESICHERTE QUALITÄT:  
Entsprechend den  
strengen Richtlinien gemäß  
ISO 9001/13485 und dem  
Medizinproduktegesetz (MPG)  
entwickelt und gefertigt.

