

Variocontrol



Sicurezza

- UV- / VIS- / PDT-metro
- Adattamento coseno sistema sensore UV per la misurazione dell'irradiazione in mW / cm^2
- Media
- Visualizzazione min / max

Efficienza

- Strumento di controllo per l'unità di test (scala di luce)
- Serie di test preimpostate e liberamente programmabili per il test dell'eritema
- Tasti funzione rapidi per operazioni ripetute spesso

Comfort

- Semplice guida per l'operatore tramite comando del menu e visualizzazione testi
- Distanziatore e occhiali di protezione forniti in dotazione
- Tastiera a membrana igienica e facile da pulire
- Funzionamento autonomo a batteria
- Pratica valigetta di custodia

Accessori (non forniti in dotazione)

- Unità di test per determinare le dosi eritematogene in valigetta a parte
- Altri sistemi di sensori, es. per apparecchi ad alta pressione PDT e UV

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x A)	ca. 84 x 53,5 x 180 mm
Testa del sensore	ca. 41 x 26 x 184 mm
Peso (senza imballaggio)	ca. 1 kg
Alimentazione elettrica	4 batterie AA da 1,5 V
Lunghezza dei cavi per la testa del sensore	ca. 1 200 mm