

# VISTA HANDLE UV HF / LUCE BIANCA HF



## VISTA HANDLE UV HF (LUCE WOOD)

Questa lampada portatile, caratterizzata da un design compatto e funzionale, è ideale per l'impiego dove siano richiesti un efficace irraggiamento ultravioletto, una buona maneggevolezza ed un buon ingrandimento.

**VISTA HANDLE UV HF** è dotata di una lente da 3 diottrie. Un copri lente a saracinesca protegge la lente dalla polvere ed è utile per evitare riflessi nocivi quando la lampada viene usata solo per illuminazione.

**VISTA HANDLE UV HF** ha una fonte di illuminazione di 9 W con raggi UV (luce di Wood) di una lunghezza d'onda di circa 360 nm, che fornisce un buon livello d'illuminazione con una minima emissione di calore.

**VISTA HANDLE UV HF** è particolarmente indicata per dermatologia, medicina estetica, oftalmologia.

La lampada è fornita con attacco a parete.

### Caratteristiche tecniche

- Tubo fluorescente compatto da 9 W
- Interruttore a bilanciere con starter
- Durata nominale di ogni tubo : 3.000 ore
- Alimentazione elettrica : 220/240 V-50 Hz

## VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA

Questa lampada portatile, caratterizzata da un design compatto e funzionale, è ideale per l'impiego dove siano richiesti una buona maneggevolezza ed un buon ingrandimento.

**VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA** è dotata di una lente da 3 diottrie. Un copri lente a saracinesca protegge la lente dalla polvere ed è utile per evitare riflessi nocivi quando la lampada viene usata solo per illuminazione.

**VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA** ha una fonte di illuminazione di 9 W, che fornisce un buon livello d'illuminazione con una minima emissione di calore.

**VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA** è particolarmente indicata per dermatologia, medicina estetica, oftalmologia.

La lampada è fornita con attacco a parete.

### Caratteristiche tecniche

- Tubo fluorescente compatto da 9 W
- Interruttore a bilanciere con starter
- Durata nominale di ogni tubo : 5.000 ore
- Alimentazione elettrica : 220/240 V-50 Hz

The logo for GIEFFE, featuring the word "GIEFFE" in a stylized, green, blocky font.