

HEINE® iC 1

Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo



HEINE® iC1 – Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo

HEINE iC1 è un dispositivo di acquisizione di immagini cliniche e dermoscopiche per la documentazione, il monitoraggio e il supporto di diagnosi differenziali del melanoma e di altre lesioni cutanee. L'innovativa illuminazione HEINE LED^{HQ} in combinazione con ottiche di precisione garantiscono alta risoluzione e immagini esenti da riflessi con un Apple® iPhone® a partire dalla versione 5s o iPod touch® sesta generazione*. La funzione «Toggle» integrata consente di alternare facilmente tra visione polarizzata e non polarizzata.



[INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE]

iC1 Set/7 per iPhone 7 e 8 iC1 con piastrina di contatto con scala, adattatore per smartphone iC 1/7 per Apple iPhone 7 e 8, cavo USB con alimentatore approvato per uso medico	N.Art.: K-273.28.305
iC1 Set/6 per iPhone 6/6s Come sopra ma con adattatore per smartphone iC 1/6 per Apple iPhone 6/6s	N.Art.: K-270.28.305
iC1 Set/5 per iPhone 5s e SE Come sopra ma con adattatore per smartphone iC 1/5 per Apple iPhone 5s e SE	N.Art.: K-271.28.305
Adattatore per smartphone for Apple iPhone 7 e 8	N.Art.: K-000.34.253
Adattatore per smartphone Apple iPhone 6/6s [04]	N.Art.: K-000.34.250
Adattatore per smartphone Apple iPhone 5s e SE	N.Art.: K-000.34.251
Adattatore iC1/T6 per Apple iPod touch sesta generazione	N.Art.: K-000.34.252
Cavo USB con trasformatore a rete per uso medico E4-USB [01] + [02] trasformatore a rete per uso medico da 5V e 500mA; con adattatori per prese intercambiabili	N.Art.: X-000.99.303
Piastina di contatto con scala millimetrata [03]	N.Art.: K-000.34.201



[SCHEDA TECNICA]

Versioni disponibili	iC1/7 per iPhone 7 e 8; iC1/6 per iPhone 6/6s; iC1/5 per iPhone 5s e SE; iC1/T6 per iPod touch sesta generazione
Peso	140g
Dimensioni	140x65x42mm fino a 155x75x50mm
Manuale d'uso	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Condizioni di funzionamento	+10 °C a +35 °C, 30% a 75% RH, 700hPa a 1.060hPa
Condizioni di trasporto	-20 °C a +50 °C, 45% a 85% RH, 500hPa a 1.060hPa
Dati elettrici	micro USB (5V) <500mA, tempo di ricarica circa 2,5h, operatività continua circa 3,5h, batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Dati ottici	ingrandimento ottico = 15x, ingrandimento digitale = 40x (con iPhone 6 e Display 24"), campo visivo 21 mm
LED	4x LED ad alta potenza, temperatura colore: di norma 5.000K, durata: di norma 100.000h, CRI di norma ≥80

* l'Apple iPhone o iPod touch non è compreso nella dotazione di fornitura.
Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. iPhone e iPod sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio registrato di Apple Inc.
** con iPhone a partire dalla versione 6s

