

# Syris V900 L

## Caschetto a luce polarizzata



Il sistema di visualizzazione Syris **V900L** combina LED di qualità superiore con polarizzazione a due vie per migliorare la visione del pattern vascolare durante le procedure di controllo dermico, rimuovendo l'abbagliamento superficiale dalla cute.

Syris V900L è alimentato da una batteria agli ioni di litio che fornisce quattro ore di autonomia.

### Caratteristiche e vantaggi

- Il polarizzatore regolabile consente la visualizzazione sia in superficie che sotto la superficie (circa 1 mm).
- Il modulo di controllo alloggia la batteria e si attacca facilmente alla cintura consentendo la massima libertà di movimento.
- Il modulo di controllo offre due impostazioni per l'intensità della luce regolabile e le opzioni di durata della batteria estesa.
- Visi-Shield fornisce un campo visivo non ostruito su un pratico caschetto regolabile.
- Circa 4 ore di funzionamento autonomo continuo con la batteria agli ioni di litio.

**GIEFFE**

GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)

Tel.: +39 011 595.080 – Fax: +39 011 597.226 - E-mail: [info@gieffemedical.com](mailto:info@gieffemedical.com) – [www.gieffemedical.com](http://www.gieffemedical.com)